

**Descrição do produto****ELIGHT US601****IPL+RF****Teoria do tratamento :**

Tecnologia avançada IPL . Com ele, o resultado perfeito pode ser esperado após alguns tratamentos. Além disso, o sistema de arrefecimento é eficaz na epiderme, o que pode reduzir significativamente a dor no processo do tratamento .

**Aplicações:**

Fotodepilação, Fotorejuvenescimento, Terapia Vascular, Remoção de Pigmentos e Lifting Mamário.

**Características:**

- 1 . Com tecnologia avançada " plug and play" , integrando a protecção da água e da eletricidade automaticamente, torna a instalação mais fácil, segura e confiável.
- 2 . Técnica especial, sistema ajustável de energia automático.
- 3 . Tela colorida 7.4 polegadas, simples e conveniente.
- 4 . UL padrão independentemente ajustáveis três tipos de design de pulsos.
- 5 . Menu humanizado, operação fácil.
- 6 . O nível de água e o fluxo de detecção automática aumenta a expectativa de vida das máquinas e segurança.
- 7 . Manípulo, pedal e interruptores satisfazem seus hábitos operacionais diferentes.
- 8 . Multilínguas, em qualquer lugar do mundo pode ser facilmente compreendido.
- 9 . Relógio do sistema inteligente faz com que o controle do operador o tempo facilmente
- 10 . Sistema de Alarme:
  - 1 ) . Sistema de alarme de temperatura da água: A temperatura da água vai subir com o trabalho contínuo. Para um bom resultado de refrigeração e uma proteção mais segura , configuramos a temperatura da água até 55 ° C. Quando a temperatura da água fica acima de 55 ° C , a máquina pára automaticamente e todos aviso sonoros a sinalizar imediatamente e contínuo. Após 15-30 minutos de descanso , você pode reiniciar o trabalho normal.
  - 2 ) . Sistema de alarme de fluxo de água: Você sabe que o equipamento pode trabalhar bem sob boa circulação de água, ou pode danificar seriamente algumas partes ou máquina ; Assim, um sistema de alarme de fluxo de água inteligente é mais importante. Se não houver água ou pouco de água dentro da máquina , ou má circulação da água, a máquina parará automaticamente todo o funcionamento imediatamente e aviso sonoro ao mesmo tempo . Neste caso , ele irá proteger o operador e a máquina, pela primeira vez .
- 11 . Perfeito sistema de refrigeração : semicondutores japonesa + água + ar + gel de resfriamento, e a temperatura da pele -3-10 ° C.
- 12 . O tratamento não -invasivo , nenhum efeito secundário , nenhuma cicatriz.
- 13 . Beleza e embalagem durável : Caixa de liga de alumínio com esponja e um forte apoio.

## DADOS TÉCNICOS:

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Display               | 7.4 inch color touch screen                                        |
| Multi-band hand-piece | 480nm,530nm, 590nm, 640nm, 690nm (410nm/490nm)                     |
| Energy Density        | 1-50J/cm <sup>2</sup>                                              |
| Language available    | English, Spanish, German, French, Italian, Turkish, Danish, Hebrew |
| Frequency             | 1, 2, 3, 4 s                                                       |
| No. of Pulse          | 1-6                                                                |
| RF Frequency          | 10 MHz                                                             |
| Output Power          | 2200W                                                              |
| Size of Spot          | 13x30 mm <sup>2</sup> (13x40mm <sup>2</sup> ) 15x50mm <sup>2</sup> |
| Cooling               | Japanese semiconductor+ wind + water +cooling gel                  |
| Size                  | 63*43*53cm                                                         |
| Net Weight            | 28kg                                                               |
| Voltage               | 220V (110V)/15A 50Hz (60Hz)                                        |

## S TÉCNICOS:

## Antes e Depois:



**Pigmentation**  
Before Treatment



**Pigmentation**  
After 3 Treatments



**Hair Removal**  
Before Treatment



**Hair Removal**  
After 5 Months



**Wrinkles**  
Before Treatment



**Wrinkles**  
After 8 Treatments



**Acne**  
Before Treatment



**Acne**  
After 10 Treatments